

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PNEUMATINIO ČIUŽINIO „BioFlote™ 2000“**



**DĖMESIO!**

Prieš naudodami čiužinį atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

PASKIRTIS

Šis gaminys skirtas žmonėms:

- kuriems reikalingas gydymas ir I laipsnio pragulų prevencija, kartu užtikrinant paciento komfortą;
- kurie nuolat reikalauja trumpalaikės priežiūros namuose;
- kuriems kai reikia gydyti ir mažinti skausmą, kurį sukelia žemės spaudimas į minkštuosius kūno audinius, kai rekomenduoja gydytojas arba fizioterapeutas.

Šį gaminį gali naudoti asmenys, turintys kvalifikaciją atlikti bendrosios slaugos procedūras ir atitinkamą išsilavinimą bei žinių apie opų nuo pragulų prevenciją ir gydymą.

**DĖMESIO!**

Įrenginys netinka naudoti šalia degių skysčių ir dujų.

SAUGOS TAISYKLĖS

Naudojant elektrinius gaminius, ypač kai šalia yra vaikų, būtina laikytis visų saugos priemonių, įskaitant toliau nurodytas.

GRĖSMĖ!

Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų:

2. Nenaudokite čiužinio maudymosi metu.
3. Po naudojimo įrenginį visada iškart išjunkite.
4. Nestatykite ir nelaikykite įrenginio ten, kur jis gali iškristi iš vonios ar praustuvo arba būti į juos įtemptas.
5. Nedėkite ir nemerkite įrenginio į vandenį ar kitą skystį.
6. Nelieskite į vandenį įkritusio įrenginio. Tokiu atveju nedelsdami ištraukite įrenginį iš lizdo.

ĮSPĖJIMAI!

Kad sumažintumėte elektros smūgio, gaisro ar sužalojimo riziką:

1. Įvertinkite tikimybę, kad įrenginys gali tapti spąstais pacientui ir apriboti jo judesių laisvę arba visiškai jį sulaukyti. Jei taip atsitiktų, pacientą reikia nuolat stebėti.
2. Nenaudoti pacientams, kuriems pažeistas stuburas.
3. Būtina prižiūrėti, kaip įrenginys veikia, kai juo naudojasi vaikai arba kai jis naudojamas šalia vaikų. Kai kuriuos smulkius komponentus galima lengvai išardyti, todėl kyla pavojus užspringti arba būti nutrenktam elektros srovės.
4. Naudokite pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį. Nenaudokite gamintojo nerekomenduojamais tikslais. Nenaudokite kito tipo čiužinio, nei nurodė gamintojas.
5. Nenaudokite įrenginio, jei jis veikia netinkamai, pažeistas laidas ar kištukas, įrenginys buvo numestas, sugadintas ar įkrito į vandenį. Tokiu atveju įrenginį reikia nuvežti į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas ir (arba) suremontuotas.
6. Laikykite maitinimo laidą atokiau nuo karštų paviršių.
7. Neuždenkite oro įsiurbimo angos. Nedėkite ant minkšto paviršiaus (lovos, čiužinio, antklodės), kuris gali užkimšti oro įleidimo angą. Aplink siurblių palaikykite švarą, kad nebūtų žmonių ar gyvūnų plaukų, kirpimo atliekų ar kitų smulkių dalelių.
8. Nemodifikuokite ir neremontuokite įrenginio patys be gamintojo leidimo.

9. Jei įtariate, kad po kontakto su čiužiniu Jums gali pasireikšti arba jau pasireiškė alergijos simptomai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
10. Apie bet kokią rimtą su įrenginiu susijusį incidentą reikia pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje gyvena naudotojas arba pacientas, kompetentingai institucijai.

1. ĮŽANGA

Naudojimo instrukcija turėtų būti naudojama pradinio rinkinio įrengimo metu arba siekiant priminti informaciją apie teisingą čiužinio ir siurblio naudojimą.

BENDROJI INFORMACIJA

Kintamo slėgio antidekubitinio čiužinio sistema turi labai pažangią technologiją, užtikrinančią aukščiausią įrenginio kokybę ir naudojimo komfortą. Skirta pragulų prevencijai ir gydymui.

Sistema buvo išbandyta ir atitinka šiuos standartus:

EN60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-11:2010, EN 60601-1-2:2007 CISPR 11:2009, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004, IEC 61000-3-2:2009, IEC 61000-3-3:2008.

EMC ĮSPĖJIMAS


Šis įrenginys išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka medicinos prietaisams taikomus apribojimus pagal standartą EN 60601-1-2:2007. Šiais apribojimais siekiama užtikrinti tinkamą apsaugą nuo kenksmingų trukdžių tipiniame mediciniame įrenginyje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo bangas ir, jei ji nėra sumontuota ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti trukdžių kitiems šalia esantiems įrenginiams. Tačiau nėra garantijos, kad tam konkrečioje įrangoje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia trukdžius kitai įrangai, kuriuos galima nustatyti įjungus ir išjungus įrangą, naudotojas gali bandyti ištaisyti trukdžius viena ar keliomis toliau nurodytomis priemonėmis:

- pakeisti priimančiojo įrenginio kryptį arba padėtį;
- padidinti atstumą tarp įrenginių;
- prijungti įrangą prie lizdo, esančio kitoje grandinėje nei ta, prie kurios prijungta kita įranga;
- kreiptis pagalbos į gamintoją, tiekėją arba techninės priežiūros specialistą.

2. GAMINIO KONSTRUKCIJA


PNEUMATINIO SIURBLIO KONSTRUKCIJA

1. Oro išleidimo antgaliai;
2. Maitinimo jungiklis su apšvietimu;
3. Slėgio reguliatorius;
4. Kabliukai, ant kurių galima pakabinti siurblį.



RINKINIO NUO PRAGULŲ KONSTRUKCIJA

1. Pneumatinis čiužinys;
2. Oro žarnos, jungiančios siurblį su čiužiniu;
3. „BioFlote™ 2000“ pneumatinio čiužinio siurblys su oro reguliavimu.



3. ĮDIEGIMAS

ĮŠPAKAVIMAS

Siurblys ir čiužinys supakuoti į kartoninę dėžę, kad būtų apsaugoti nuo pažeidimų. Išpakuokite pakuotę ir patikrinkite, ar gabenant niekas nebuvo pažeista. Aptikę pažeidimų, nedelsdami kreipkitės į pardavėją.

NUSTATYMAS

- 1) Uždėkite čiužinį ant lovos. Rekomenduojama čiužinį išdėstyti taip, kad įleidimai galai būtų kojų pusėje. Įsitinkinkite, kad abiejose čiužinio pusėse po čiužiniu yra juostos.



DĖMESIO!

Čiužinys turėtų būti uždengtas paklode, kad oda nesiliestų su čiužiniu. Tai pagerins paciento komfortą ir apsaugos čiužinį nuo sąlyčio su drėgme ar gydomosiomis medžiagomis.

- 2) Siurblių pakabinkite ant lovos krašto arba pastatykite ant grindų taip, kad siurblys nebūtų pažeistas.
- 3) Prijunkite oro žarnas prie siurblio ir čiužinio.



DĖMESIO!

Patikrinkite ir įsitinkinkite, kad oro žarnos nėra susuktos ar suspaustos.

- 4) Prijunkite siurblių maitinimo laidu prie elektros lizdo.



DĖMESIO!

Prieš įkišdami kištuką į lizdą įsitinkinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka įrenginio reikalavimus.

- 5) Įjunkite siurblių (jungiklį į „ON“ padėtį).

- 6) Prieš guldydami pacientą ant čiužinio, palaukite maždaug 20 minučių, kol viena iš sekcijų visiškai išsipūs. Regulatoriaus rankenėlę nustatykite į maksimalią padėtį ir, kai čiužinys bus pripūstas, nustatykite pacientui tinkamą slėgį.




DĖMESIO!

Svarbu prisiminti, kad siurblys turi veikti visą čiužinio naudojimo laiką. Išjungus siurblių, čiužinio naudoti negalima. Nepumpuokite čiužinio, kai ant jo guli pacientas.



DĖMESIO!

Padėję maitinimo laidą, įsitinkinkite, kad jis guli taip, kad neužstotų kelio ir nesukeltų suklupimo ar kritimo. Įranga turi būti išdėstyta taip, kad gydytojas arba naudotojas galėtų lengvai prie jos prieiti.



4. VALYMAS

SIURBLYS



DĖMESIO!

Prieš valydami įsitinkite, kad siurblys yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio.

Siurbly valykite drėgnu skudurėliu su švelniu plovikliu ir saugokite nuo dulkių. Negalima naudoti ploviklių, dėl kurių siurblio plastikinio korpuso paviršiuje gali kilti cheminė reakcija. Prieš pakartotinai naudodami visas dalis kruopščiai išdžiovinkite.



DĖMESIO!

Nenardinkite ir nesuslapinkite siurblio. Siurblio negalima valyti po tekančiu vandeniu. Siurblio negalima dezinfekuoti garais.

ČIUŽINYS

Čiužinį valykite šluoste arba kempine, sudrėkinta šiltame vandenyje su švelniu plovikliu. Prieš pakartotinai naudodami visas dalis kruopščiai išdžiovinkite.



DĖMESIO!

Čiužiniui valyti nenaudokite tirpiklių ar alkoholio pagrindu pagamintų ploviklių. Dėl to gali būti pažeistas čiužinio paviršius – atsirasti įtrūkimų arba medžiaga sukietėti. Čiužinio negalima dezinfekuoti garais.



DĖMESIO!

Išvalę čiužinį išdžiovinkite natūraliai ir nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose. Čiužinį galima valyti sausa šluoste.



DĖMESIO!

Čiužinio valymo dažnumas priklauso nuo daugelio veiksnių. Neleiskite čiužiniui sudrėkti. Čiužinį reikia nedelsiant išplauti, jei ant jo paviršiaus matomi riebus likučiai (pvz., panaudojus gydomuosius kremus ar tepalus). Per retas čiužinio valymas ir prasta priežiūra gali sugadinti čiužinio paviršių.

LAIKYMAS

1. Padėkite čiužinį lygiai.
2. Atjunkite oro žarnas nuo čiužinio.
3. Vyniokite čiužinį nuo galvos iki kojų (link oro išleidimo angos galų).

PERŽIŪRA

1. Patikrinkite, ar nenusidėvėję maitinimo laidas ir kištukas.
2. Patikrinkite, ar čiužinio paviršius nėra nusidėvėjęs, kietas arba pažeistas. Įsitinkite, kad čiužinys ir laidai prijungti teisingai.
3. Patikrinkite, ar nepažeistos vamzdinės jungtys.
4. Patikrinkite, ar siurblys veikia tinkamai. Oro srautas tarp išleidimo angų turėtų keistis kas 1/2 ciklo.

NUMATOMAS GAMINIO TARNAVIMO LAIKAS.

Gaminys saugiai ir patikimai veiks visą garantijos laikotarpį, jei bus naudojamas ir prižiūrimas pagal gamintojo naudojimo instrukcijas. Gamintojas rekomenduoja, kad rinkinį tikrintų ir prižiūrėtų

įgaliotasis techninės priežiūros centras tik tuo atveju, jei yra nusidėvėjimo požymių arba įtariama, kad veikia netinkamai. Kitais atvejais įrenginio aptarnavimas ar tikrinimas paprastai nereikalingas.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Nėra maitinimo	Patikrinkite, ar kištukas įkištas į lizdą, kuriame yra įtampa. Patikrinkite, ar veikia saugikliai (jei yra).
Čiūžinys yra per minkštas	Patikrinkite, ar oro žarnos prie siurblio ir čiūžinio prijungtos teisingai. Jei siurblyje yra slėgio reguliatorius, padidinkite slėgį. Patikrinkite, ar čiūžinys sandarus, ar jo paviršiuje nėra skylių ar įtrūkimų. DĖMESIO: Kai čiūžinys naudojamas, siurblys turi būti įjungtas visą laiką.
Siurblyje kartais girdimas triukšmas	Tai įprastas reiškinys. Kai viena iš sekcijų ištušinama, per siurblių išleidžiamas oras, o tai girdisi.
Dalis čiūžinio yra nepripūsta	Tai įprastas reiškinys, kai viena dalis yra pripūsta, o kita – ne. Praėjus pusei ciklo, t. y. 6 minutėms, sekcijos pūtimas turėtų pasikeisti. Jei visą laiką pripučiama tik viena iš sekcijų, tai gali reikšti, kad nesandarus čiūžinys arba siurblys pažeistas.

Jei pirmiau pateikti patarimai nepadėjo pašalinti gedimo, kreipkitės tiesiogiai į vietinį atstovą. Galimai reikės kreiptis į techninę tarnybą.



DĖMESIO!

Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, nebandykite nuimti korpuso. Bet kokį remontą gali atlikti tik įgaliotasis gamintojo techninės priežiūros centras.



DĖMESIO!

Į komplektą įtrauktą remonto rinkinį galima naudoti tik pasibaigus garantiniam laikotarpiui. Remontuodami čiūžinį ir nepranešę apie pažeidimą įgaliotajam techninės priežiūros centrui, iš karto neteksite garantijos.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠARAŠAS	SIURBLIO SPECIFIKACIJOS
Modelis	„BioFlote™“ pneumatinio čiūžinio siurblys 2000
Maitinimas	230V/50 Hz
Saugiklis	1 A
Siurblio matmenys cm	27 cm x 11 cm x 9,5 cm
Siurblio svoris	1,2 kg
Energijos suvartojimas	7 W
Ciklo trukmė	10 – 12 min.
Slėgių diapazonas	40 mmHg – 100 mmHg
Siurblio našumas	5 litrai/min.

ŠARAŠAS	ČIŪŽINIO SPECIFIKACIJOS
Modelis	BioFlote™ 2000
Tipas	Burbulinis (130 burbuliuku)
Čiūžinio matmenys cm	200 x 90 x 6,5 – po pripūtimo
Čiūžinio svoris	1,9 kg
Didžiausias naudotojo svoris	130 kg
Medžiaga	Polivinilchloridas (pagal EN-71)
Spalva	smėlinė
Aplinkos temperatūra	Darbo: 5 °C ~ 40 °C Laikymas: 25°C~70°C

	Transportas: -25°C~70°C
Aplinkos santykinė drėgmė	Darbo: 15 %~90 %, Laikymas: 10 %~90 % Transportas: 10 %~90 %
Atmosferinis slėgis	40 mmHg – 100 mmHg

UŽRAŠAI

1. Aukščiau pateiktos specifikacijos galioja visoms vietoms, kuriose yra tie patys elektros energijos parametrai.
2. Dėl kitų techninių dokumentų kreipkitės į tiekėją.
3. Gaminį utilizuokite laikydamiesi vietos teisės aktų reikalavimų.

A PRIEDĖLIS: EMC informacija

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinės emisijos:

Šis įrenginys skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Įrenginio naudotojas turėtų užtikrinti, kad jis būtų naudojamas tokioje aplinkoje.

Emisijos bandymas	Suderinamumas	Elektromagnetinė aplinka – rekomendacijos
Išmestas RF kiekis CISPR 11	1 grupė	Įrenginys naudoja radijo dažnių energiją tik vidinėms funkcijoms atlikti. Todėl radijo dažnių spinduliuotė yra labai maža ir negali sukelti jokių trukdžių šalia esantiems elektroniniams įrenginiams.
Išmestas RF kiekis CISPR 11	A klasė	
Harmoninė spinduliuotė IEC61000-3-2	A klasė	Įrenginys tinka naudoti visose patalpose, įskaitant buitines, ir gali būti prijungtas prie viešojo žemos įtampos elektros tinklo.
Įtampos svyravimai / vibracijos emisija IEC61000-3-3	Atitinka	

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas:


Šis įrenginys skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Įrenginio naudotojas turėtų užtikrinti, kad jis būtų naudojamas tokioje aplinkoje.

Atsparumo bandymas	IEC60601 Testo lygis	Suderinamumas	Elektromagnetinė aplinka - įspėjimai
Elektrostatinės iškvosės (ESD) IEC61000-4-2	±6kV lizdas ±8kV oras	±6kV lizdas ±8kV oras	Grindys turėtų būti medinės, betoninės arba keraminės. Jei grindys padengtos sintetinė medžiaga, santykinė oro drėgmė turi būti ne mažesnė kaip 30 %.
Greitas elektrinis irimas / serijos IEC61000-4-4	±2 kV elektros linijai. ±1kV įvesties/išvesties linijoms.	±2 kV elektros linijai. ±1kV įvesties/išvesties linijoms.	Maitinimo šaltinio kokybė turėtų būti tipinė (ne kaip pramonėje ar ligoninėse).
Banga IEC61000-4-5	±1kV linijos - linijos. ±2kV linijos - žemė.	±1kV linijos - linijos.	Maitinimo šaltinio kokybė turėtų būti tipinė (ne kaip pramonėje ar ligoninėse).
Įtampos kritimai, trumpi pertūkiai ir įtampos svyravimai tiekimo linijose IEC61000-4-11	<5 % U_T (>95 % šuolis U_T) esant 0,5 ciklo 40 % U_T (60 % šuolis U_T) esant 5 ciklams 70 % U_T (30 % šuolis U_T) esant 25 ciklams <5 % U_T (>95 % šuolis U_T) esant 5 sekundėms		Maitinimo šaltinio kokybė turėtų būti tipinė (ne kaip pramonėje ar ligoninėse). Jei naudotojas nori, kad įrenginys veiktų nepertraukiamai ir nenutrūkstamai, jis turėtų turėti nuolatinį maitinimo šaltinį arba baterijas.
Galios dažnio (50/60 Hz) magnetinis laukas IEC6100-4-8	3A/m	3A/m	Magnetinio lauko dažnio stiprumas turėtų būti toks, koks būdingas netipiškoms vietoms tipiškoje pramoninėje ar ligoninės aplinkoje.












UŽRAŠAI: U_T yra kintamosios srovės maitinimo įtampos vertė prieš bandymą.





Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas:

Šis įrenginys skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Įrenginio naudotojas turėtų užtikrinti, kad jis būtų naudojamas tokioje aplinkoje.

Atsparumo bandymas	IEC60601 Testo lygis	Suderinamumas	Elektromagnetinė aplinka – rekomendacijos
Laidumas RF IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz - 80 MHz už ISM ^a dažnių juostos ribų	3Vrms	<p>Nešiojamuosius ir mobiliuosius radijo dažnių įrenginius reikia naudoti ne arčiau bet kurios įrenginio dalies, įskaitant kabelius, nei rekomenduojamas atstumas, apskaičiuotas pagal siųstuvo dažnį atitinkančią lygtį.</p> <p>Rekomenduojamas atstumas:</p> $d = \left[\frac{3.5}{20} \right] \sqrt{P} \quad \text{nuo 150 kHz iki 80 MHz}$ $d = \left[\frac{3.5}{20} \right] \sqrt{P} \quad \text{nuo 80 MHz iki 800 MHz}$ $d = \left[\frac{7}{20} \right] \sqrt{P} \quad \text{nuo 800 MHz iki 2.5 GHz}$ <p>kur P – didžiausia vardinė siųstuvo galia vatais (W) pagal siųstuvo gamintoją, o d – rekomenduojamas atstumas metrais (m).^b</p>
Spinduliuotė RF IEC61000-4-3	3V/m 80MHz iki 2,5GHz	3 V/m	<p>Fiksuoto radijo dažnių siųstuvų lauko stipris, nustatytas pagal elektromagnetinį lauką vietoje ^c, turėtų būti mažesnis už atitikties lygį kiekvienu svyravimų dažniu ^d. Netoli įrenginių, pažymėtų šiuo simboliu, gali atsirasti trikdžių:</p> 

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

	Gamintojas
	CE ženklavimas
	Referencinis numeris
	Pagamavimo data
	Žr. naudojimo instrukcijas
	Įspėjimas
	Serijos numeris
	Viršuje, neapversti
	Laikyti sausoje vietoje.
	Trapus, elgtis atsargiai
	BF tipo dalys

	II apsaugos klasės įrenginys
IP21	Apsauga nuo kietų 12,5 mm ir didesnių objektų. Apsauga nuo vertikaliai krintančių vandens lašų
	Šis įrenginys pažymėtas pagal Europos direktyvą (EEIĄ) ir Lenkijos įstatymą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Šis ženklas rodo, kad pasibaigus įrangos naudojimo laikui ją reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo įmonę.
	Neperkrauti
	Perdirbimas



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03 – 310 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 594 03 00, faks.: +48 22 594 03 07

e.paš.: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



ver. 1.2

Leidiny: 02/2021

**GARANTINIS RAŠTAS
PNEUMATINIS ČIUŽINYS „BioFlote™ 2000“**

Modelis:	Serijos numeris:	Pardavimo data:	Pardavėjo parašas ir antspaudas:

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Gamintojas užtikrina klientą, kad pardavimo prekė, kuriai išduotas šis garantinis raštas, yra visiškai nauja ir kokybiška.
- Čiužiniui ir pripučiamajai pompai taikoma 18 mėnesių garantija nuo pardavimo datos, nurodytos garantiniame rašte.
- Pretenzijos nagrinėjimo pagrindas – pateikti švarią, sukomplektuotą prekę su teisingai užpildytu garantiniu talonu ir pirkimo įrodymu (čekiu, PVM sąskaita faktūra). Nepateikus dokumentų arba pristačius užterštą gaminį, pretenzija sustabdoma arba atsisakoma nagrinėti.
- Pretenzijos nagrinėjamos nedelsiant, kaip įmanoma greičiau, ne ilgiau kaip per 14 dienų nuo prekės pristatymo į techninės priežiūros centrą dienos. Jeigu remontui reikalingos dalys yra importuojamos iš užsienio, šis laikotarpis gali būti pratęstas, apie tai bus informuojamas pretenzijos pateikėjas.
- Galimus įrangos defektus taiso „REHA FUND Sp. z o.o.“ arba įgalioti serviso specialistai, jei čiužinys ir siurblys buvo naudojami pagal paskirtį ir naudojimo instrukcijas.
- Techninės priežiūros centras turi teisę atsisakyti atlikti garantinį remontą, jei garantinis raštas yra neįskaitomas arba buvo pakeisti ar pataisyti kokie nors duomenys.
- Garantija netaikoma:
 - gaminio priežiūrai, valymui, naudojimui, laikymui ir reguliavimui, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje;

- dalims, susidėvinčioms įprasto naudojimo metu;
 - mechaniniams ir šiluminiais pažeidimams, pvz., įbrėžimams, įpjovimams ir pan;
 - žalai, atsiradusiai dėl gaminio naudojimo nesilaikant naudojimo instrukcijų, aplaidumo, savadarbio remonto, pakeitimų, modifikacijų ir struktūrinių pakeitimų, taip pat žala, atsiradusi dėl nenugalimos jėgos.
8. Prieš atiduodami įrangą įgaliotiems techninės priežiūros specialistams, turite ją išvalyti pagal naudojimo instrukcijas, kad ji būtų tinkama techninei priežiūrai.
 9. Remontą ir atsarginių dalių keitimą turi atlikti įgalioti „Reha Fund Sp. z o.o.“ techninės priežiūros specialistai.
 10. Esant nepagrįstai pretenzijai (prekė veikia) arba jei žala atsirado dėl naudotojo kaltės, visas su pretenzijos nagrinėjimu susijusias išlaidas, pvz. siuntimo išlaidas, apmoka besiskundžianti šalis.
 11. Atlikus bet kokį remontą ar modifikavimą nepranešus įgaliotajam techninės priežiūros centrui, bus nedelsiant prarastos garantijos teisės.
 12. Garantijos apsauga apima Lietuvos Respublikos teritoriją.
 13. Parduotų prekių garantija nepanaikina, neapriboja ir nesustabdo kliento teisių, kylančių iš prekės neatitikimo sutarties sąlygoms.

REMONTO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRE SĄRAŠAS (pildo techninės priežiūros centras)

Eil. Nr.	Paraiškos data	Užsakymo Nr.	Defekto aprašymas / Remonto apimtis	Taisymo atlikimo data	Techninės priežiūros įstaigos antspaudas ir parašas
1.					
2.					

UŽRAŠAI